


# 大気遮断型試料輸送容器

型式: FFTC v2




【製品概要】大気遮断環境を数日間維持。ビューポートから内部の状態観察が可能。  
ステンレス鋼・石英ガラス・フッ素ゴムのみの構成により、超純水及び有機溶媒での洗  
浄が可能。各種試料保持用オプションを用意。

## 容器概略図



## 容器内断面



## 佐藤精機株式会社

〒671-1261

兵庫県姫路市余部区下余部 240-6

TEL: 079-274-1047 FAX: 079-273-6964

sscho@d1.dion.ne.jp

<http://ssc-e.co.jp/>

・本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。

Ver. 20180818

# 大気遮断型試料輸送容器

## 型式:FFTC v2



### 【製品構成】

- ・ フタ (FFTC-CAP, x1, SUS304)
- ・ ベース (FFTC-BASE, x1, SUS304)
- ・ Oリング (シール用 x2、スリップ防止 x2) (フッ素ゴム)
- ・ ボルト (x6, SUS316L)
- ・ ビューポート用窓 (x1, 合成石英 厚さ 3mm)

※ 通し番号の刻印がフタ、本体に入ります

### 【オプション部品】

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| FFTC-GAUGE    | : | 輸送容器ネジ基準片     |
| FFTC-VCPP     | : | 輸送容器用真空ポート    |
| FFTC-BLDB     | : | 輸送容器組立ベース     |
| FFTC-QZHLD-AP | : | φ10 石英容器ホルダ   |
| FFTC-QZHLD-BP | : | φ15 石英容器ホルダ   |
| FFTC-QZSPC    | : | 石英容器ホルダ用スペーサー |
| FFTC-PIN-FM   | : | 試料用ピン固定具      |
| FFTC-PIN-01   | : | 試料用ピン         |
| FFTC-PIN-02   | : | 試料用ピン (段付き)   |
| FFTC-QZC-1    | : | 1mm 深さ石英容器    |
| FFTC-QZC-2    | : | 2mm 深さ石英容器    |
| FFTC-QZC-3    | : | 3mm 深さ石英容器    |

- ・ 本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。
- ・ 価格、納期はお問い合わせください。

Ver. 20180818

# 佐藤精機株式会社 管理営業部 宛

〒671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部 240-6

TEL: 079-274-1047 FAX: 079-273-6964 MAIL: sscho@d1.dion.ne.jp



## 【お客様カード】

・お手数ですが、下記事項をご記入ください。

|         |                      |       |  |
|---------|----------------------|-------|--|
| 会社名     |                      |       |  |
| 住所      | 〒                    |       |  |
| 電話番号    |                      | FAX   |  |
| 部署      |                      | ご担当者名 |  |
| メールアドレス |                      |       |  |
| 配送先住所   |                      |       |  |
| 配送先電話番号 |                      |       |  |
| 配送希望日   |                      |       |  |
| 通信欄     | ご希望等ございましたら、ご記入ください。 |       |  |

## 【注文書】

- ・ ご入り用数をご記入ください。
- ・ ご注文数にもよりますが、納期は概ね受注後約 1 ヶ月となります。

| 品番            | 品名            | 数量 | 備考 |
|---------------|---------------|----|----|
| FFTC-v2       | 輸送容器          |    |    |
| FFTC-GAUGE    | 輸送容器ネジ基準片     |    |    |
| FFTC-VCPP     | 輸送容器用真空ポート    |    |    |
| FFTC-BLDB     | 輸送容器組立ベース     |    |    |
| FFTC-QZHLD-AP | φ10 石英容器ホルダ   |    |    |
| FFTC-QZHLD-BP | φ15 石英容器ホルダ   |    |    |
| FFTC-QZSPC    | 石英容器ホルダ用スペーサー |    |    |
| FFTC-PIN-FM   | 試料用ピン固定具      |    |    |
| FFTC-PIN-01   | 試料用ピン         |    |    |
| FFTC-PIN-02   | 試料用ピン（段付き）    |    |    |
| FFTC-QZC-1    | 1mm 深さ石英容器    |    |    |
| FFTC-QZC-2    | 2mm 深さ石英容器    |    |    |
| FFTC-QZC-3    | 3mm 深さ石英容器    |    |    |

- ・ 本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。
- ・ 価格、納期はお問い合わせください。

# Air shielding sample transport container





**SATOSEIKI**

**Model : FFTC v2**

**【Product summary】** The container keeps an air blocking environment for several days. A viewport is available. The constituitions are stainless steel, quartz glass and fluoro rubber. Ultra pure water and organic solvents are available for washing and cleaning. Various sample holding options are available.

## Appearance



## Sato Seiki Co. Ltd.

Shimoyobe 240-6, Yobe-ku, Himeji,  
Hyogo 671-1261 Japan  
TEL:+81-79-274-1047,  
FAX:+81-79-273-6964  
sscho@d1.dion.ne.jp  
<http://ssc-e.co.jp/>

The product specifications are subject to alteration without notice for the purpose of product improvement.

Ver. 20180818

# Air shielding sample transport container

## Model : FFTC v2



### 【Component】

- Cap (FFTC-CAP, x1, SUS304)
  - Base (FFTC-BASE, x1, SUS304)
  - O-rings (x2 seal, x2 anti-slip) (Fluoro rubber)
  - Bolts (x6, SUS316L)
  - Viewport (x1, Silica glass, 3mm-thick)
- \* Serial numbers are marked on Cap and Base.

### 【Option list】

|               |   |                                      |
|---------------|---|--------------------------------------|
| FFTC-GAUGE    | : | Screw reference piece                |
| FFTC-VCPP     | : | Vacuum port                          |
| FFTC-BLDB     | : | Assembly base                        |
| FFTC-QZHLD-AP | : | φ 10 Quartz container holder         |
| FFTC-QZHLD-BP | : | φ 15 Quartz container holder         |
| FFTC-QZSPC    | : | A spacer for Quartz container holder |
| FFTC-PIN-FM   | : | Sample pin fixture                   |
| FFTC-PIN-01   | : | Sample pin (straight)                |
| FFTC-PIN-02   | : | Sample pin (stepped)                 |
| FFTC-QZC-1    | : | Quartz container 1mm-depth           |
| FFTC-QZC-2    | : | Quartz container 2mm-depth           |
| FFTC-QZC-3    | : | Quartz container 3mm-depth           |

- 本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。
- 価格、納期はお問い合わせください。

Ver. 20180818

# To Sato Seiki Co. Ltd.

Shimoyobe 240-6, Yobe-ku, Himeji, Hyogo 671-1261 Japan

TEL:+81-79-274-1047, FAX:+81-79-273-6964

MAIL:sscho@d1.dion.ne.jphttp://ssc-e.co.jp/



## 【お客様カード】

・お手数ですが、下記事項をご記入ください。

|         |                      |       |  |
|---------|----------------------|-------|--|
| 会社名     |                      |       |  |
| 住所      | 〒                    |       |  |
| 電話番号    |                      | FAX   |  |
| 部署      |                      | ご担当者名 |  |
| メールアドレス |                      |       |  |
| 配送先住所   |                      |       |  |
| 配送先電話番号 |                      |       |  |
| 配送希望日   |                      |       |  |
| 通信欄     | ご希望等ございましたら、ご記入ください。 |       |  |

## 【注文書】

- ・ ご入り用数をご記入ください。
- ・ ご注文数にもよりますが、納期は概ね受注後約 1 ヶ月となります。

| 品番            | 品名                                   | 数量 | 備考 |
|---------------|--------------------------------------|----|----|
| FFTC-v2       | Transport container                  |    |    |
| FFTC-GAUGE    | Screw reference piece                |    |    |
| FFTC-VCPP     | Vacuum port                          |    |    |
| FFTC-BLDB     | Assembly base                        |    |    |
| FFTC-QZHLD-AP | φ 10 Quartz container holder         |    |    |
| FFTC-QZHLD-BP | φ 15 Quartz container holder         |    |    |
| FFTC-QZSPC    | A spacer for Quartz container holder |    |    |
| FFTC-PIN-FM   | Sample pin fixture                   |    |    |
| FFTC-PIN-O1   | Sample pin (straight)                |    |    |
| FFTC-PIN-O2   | Sample pin (stepped)                 |    |    |
| FFTC-QZC-1    | Quartz container 1mm-depth           |    |    |
| FFTC-QZC-2    | Quartz container 2mm-depth           |    |    |
| FFTC-QZC-3    | Quartz container 3mm-depth           |    |    |

- ・ The product specifications are subject to alteration without notice for the purpose of product improvement.
- ・ Please feel free to contact us for prices and delivery.